

Kit Conector Y - Instrução de Uso

Registro: 10256400046

O Kit Conector Y é composto pelo conector Y, um dispositivo de torque (rotor) e um introdutor passa-guia.

A Válvula Hemostática é indicada para minimizar ou interromper o sangramento durante procedimentos de angioplastia ou de radiologia ao usar o cateter ou o fio guia. Este produto permite acoplar diferentes dispositivos usados em angioplastia para facilitar a introdução simultânea de fluidos endovenosos. Seu uso evita o refluxo de sangue do paciente e a entrada de ar no sistema de infusão.

PREPARAÇÃO

- 1) Verifique a integridade do pacote e se o produto está no período de validade antes de usar;
- 2) Retire o Conector Y de sua embalagem em condições assépticas.

INSTRUÇÃO DE USO

- 1) A Válvula Hemostática vem de fábrica na posição FECHADA.
- 2) Para abrir basta pressioná-la contra o conector Y e será automaticamente aberta. Pode-se utilizar para isso, somente uma das mãos.
- 3) Para fechar a Válvula Hemostática basta empurrá-la com leve rotação no sentido anti-horário que automaticamente será vedada. Pode-se para isso utilizar, somente uma das mãos.
- 4) Ligar firmemente o Adaptador rotativo luer do Conector Y ao cateter guia de angioplastia e em seguida fechar a Válvula Hemostática.
- 5) Conectar a Porta lateral luer do Conector Y ao sistema de manifold usando o extensor de pressão e torneira de 3 vias. Certificar-se do correto acoplamento destes dispositivos. Conforme necessidade, abrir a tampa do Conector luer por vez, conectá-los a outros dispositivos de infusão, como seringa angiográfica.
- 6) Abrir a Válvula Hemostática (puxá-la) e promover um flush com solução salina a fim de purgar o ar e sangue caso existentes no sistema. Assegurar que todas as conexões existentes estejam firmes e inexistência de vazamento no sistema.
- 7) Com a Válvula Hemostática aberta, colocar o Introdutor passa-guia através de todo o conector Y até atingir a ponta distal do cateter guia. Em seguida, fechar a Válvula para controlar o refluxo de sangue.
- 8) Passe o fio guia pelo lúmen do Introdutor passa-guia seguindo as recomendações do fabricante do fio guia. Em seguida retire cuidadosamente o Introdutor passa-guia do Conector Y fazendo-o deslizar suavemente pelo fio guia.
- 9) Uma vez retirado o Introdutor passa-guia, abrir o Dispositivo de torque com giro torcional no sentido anti-horário. Inserir o Dispositivo de torque pela proximidade proximal do fio-guia até a sua posição distal. Em seguida, bloquear o Dispositivo de torque (girando o mesmo no sentido horário) para controlar a forma de manobras e rotacionamento do fio guia no vaso sanguíneo, use para isso giro rotacional no sentido horário.
- 10) Verificar se todas as conexões estão seguras e devidamente acopladas para evitar aspiração de ar durante o procedimento, dessa forma o médico intervencionista pode proceder as manobras dirigindo o fio guia até o local alvo no sistema cardiovascular.

ATENÇÃO: O cateter guia de angioplastia, manifold, linha de extensão de alta pressão, solução salina e seringa angiográfica devem ser adquiridos à parte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência	Tipo	Componentes
YCK111	Push-rotate	1 Conector Y, 1 Ferramenta de Inserção; 1 Dispositivo de Torque; Superfície transparente
YCK111A	Push-rotate	1 Conector Y, 1 Ferramenta de Inserção; 1 Dispositivo de Torque; 1 Stopcock com linha de extensão; Superfície transparente
YCK118A	Push-pull	1 Conector Y, 1 Ferramenta de Inserção; 1 Dispositivo de Torque; 1 Stopcock com linha de extensão
YCK118B	Push-pull	1 Conector Y, 1 Ferramenta de Inserção; 1 Dispositivo de Torque
YCK119A	Push-click	1 Conector Y, 1 Ferramenta de Inserção; 1 Dispositivo de Torque; 1 Stopcock com linha de extensão
YCK119B	Push-click	1 Conector Y, 1 Ferramenta de Inserção; 1 Dispositivo de Torque

PRECAUÇÕES

- 1) Manipular o produto cuidadosamente, evitando quedas e danos à embalagem. Não utilizar caso a embalagem esteja danificada.
- 2) Se o produto estiver vencido, proíba o uso - Validade: 03 anos.
- 3) Não altere a estrutura do produto no processo de uso.
- 4) Para uso somente por pessoal autorizado e familiarizado com os procedimentos.
- 5) Antes de usar, lave todos os componentes com solução salina e inspecione a embalagem em caso de danos durante o transporte.
- 6) Fabricante recomenda uso único.
- 7) Não altere a estrutura do produto durante o procedimento.

ADVERTÊNCIAS. Não se aplica.

EFEITOS ADVERSOS. Não se aplica.

CONTRAINDICAÇÕES

O dispositivo não deve ser utilizado para administração de medicação. Deve ser usado somente com meios de contraste e salina.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido longe do sol e chuva e em ambiente seco e limpo com temperatura de 10°C a 40°C.

	Esterilizado por óxido de etileno
	Atenção - consultar instruções de uso
	Lote
	Data de Fabricação
	Data de Validade
	Referência

FABRICANTE

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., LTD
Address: No. 925, Jinyuan Yi Road, Shanghai, China.
Zip code: 201803
Tel: +86-021-59140056 | Fax: +86-021-69000013

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Biomedical Prod. Científicos Médicos Hospitalares SA
CNPJ: 19.848.316/0001-66
Av. Dr. Álvaro Camargos, 1.236, São João Batista
Belo Horizonte/MG - CEP.: 31515-232
Tel. (31) 2129-4000 / Fax: (31) 2129-4040
Resp. Técnico: Carolina de Andrade
CRBio MG: 098367/04D